



Panier à biberons inox

PBA-PBG-PBP-PAN

Paniers cloisonnés en fil inox, conçus pour le transport et le stockage de biberons ou pour les pasteurisateurs HSC.

Pratique et résistant

Les paniers cloisonnés en fil inox 304 L ont une finition par polissage électrolytique qui leur confère une grande résistance.



Panier pour transport

Les paniers cloisonnés existent en 8, 12 ou 24 cases.


Ils sont disponibles avec anse de transport centrale (modèles non superposables) ou avec 2 poignées de transport latérales hautes ou incorporées dans le panier (modèles superposables).



Panier avec poignées hautes



Panier avec poignées incorporées



Panier avec anse

Panier pour pasteurisateur

Les paniers cloisonnés existent en 12 ou 24 cases pour biberons de 130ml ou 250ml. Fermeture du panier par un couvercle clipsable.



Paniers de transport

Nombre de cases	Avec anse	Avec poignées hautes	Avec poignées incorporées
8	PBA10000	PBG10000	PBP10002
12	PBA10001	PBG10001	PBP10000
24	PBA10002	PBG10002	PBP10001

Paniers pour pasteurisateur

Capacité biberons	Nombre de cases	Avec poignées hautes
100ml	12	PAN10015
	24	PAN10014
240ml	12	PAN10010
	24	PAN10009

Contact :



HSC - 41 rue Vaucanson - 69150 Décines-Charpieu - FRANCE
 +33(0) 4 72 14 16 18
 +33(0) 4 78 26 64 90
 info@hsc-inox.com
www.hsc-inox.com

ISO 9001 :



Notre société s'engage dans une démarche de qualité et d'amélioration continue en s'appuyant sur son système de management certifié ISO 9001. Le but étant de garantir des produits et des services répondant à l'ensemble des attentes de nos clients.